

Объявление на закуп медицинских изделий и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

от 23.08.2023 года

г.Шымкент

ШҚ ДСБ ШЖҚ «Қалалық онкологиялық орталық» МКК баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен «2023 жылға медициналық мақсаттағы бұйымдарды және дәрілік заттарды» сатып алу өткізу туралы хабарлайды.

1) сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: ШҚ ДСБ ШЖҚ «Қалалық онкологиялық орталық» МКК, Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көшесі 85А;

2) сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атауы (сауда атауы – жеке өзіне жақпаған жағдайда), медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сомасы - хабарландырудағы қосымшаға сәйкес;

3) жеткізу мерзімдері мен шарттары - хабарландырудағы қосымшаға сәйкес;

4) құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны мен баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: 2023 жылғы 30 тамыз сағат 10-00-ге дейін қоса алғанда мына мекен-жай бойынша: Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көшесі 85А, 5-қабат мемлекеттік сатып алу есепшісі кабинеті сағат 09 ден 17-00 ге дейін;

5) баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні, уақыты мен орны: 2023 жылғы 30 тамыз сағат 12-00-де мына мекенжай бойынша: Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көшесі 85А, 2-қабат фронт офис.

ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г.Шымкент объявляет о проведении закупа, способом запроса ценовых предложений «Закуп медицинских изделий и лекарственных средств для ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» на 2023 год».

1) наименование и адрес организатора закупа: ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г.Шымкент, ул. А.Байтұрсынова 85А;

2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, а также объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару - в соответствии с приложением к объявлению;

3) сроки и условия поставки - в соответствии с приложением к объявлению;

4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: в срок до 10-00 часов 30 августа 2023 года включительно по адресу г. Шымкент, ул. А.Байтұрсынова 85А, 5-этаж, кабинет бухгалтера по государственным закупкам с 09-00 до 17-00 часов;

5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 12-00 часов 30 августа 2023 года по адресу г. Шымкент, ул. А.Байтұрсынова 85А, 2-этаж фронт офис.

И.о директор



Исмаилов С.Т

объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупок по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей

№	Международное непатентованное название	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Единица измерения	Кол-во (объем)	Цена	Сумма, выделенная для закупки	Условие платежа	Место поставки	Условия поставки	Условия поставки
1	Пульсоксиметр SpO2 взрослый, 2,5 м.	Многоразовый датчик SpO2 для взрослых EDAN SH1 (Лето) (совместим только с модулем SpO2 EDAN), 2,5 м (пальцевого типа, вес пациента более 40 кг). Предназначен для мониторинга SpO2. Мониторинг SpO2 основан на измерении с помощью пальцевого датчика и блока SpO2 поглощения красного и инфракрасного света пульсирующей кровью, которое зависит от насыщения кислородом. Измерение плетизмограммы SpO2 используется для определения насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови. Кроме того, параметр SpO2/PLETH может обеспечивать сигнал частоты пульса и плетизмограмму. Диапазон измерения SpO2: 0–100 %. Разрешение: 1 %. Период обновления данных: 1 с. Точность: Взрослые: ±2 % (70–100 % SpO2). Частота пульса (ЧП): ЧП (SpO2): Диапазон измерения 25–300 уд./мин. Точность: ±2 уд./мин. Разрешение: 1 уд./мин.	шт	5	50 000,00	250 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
2	Датчик температуры кожи, взрослый многократный	Термисторный датчик (полупроводниковый прибор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры) применяется для измерения температуры тела у взрослых пациентов. Многократный датчик температуры можно подсоединять прямо к монитору. Температура тела стабилизируется через 2–3 минуты, совместим только с модулем измерения температуры EDAN. Ед. изм.: °C, °F. Диапазон измерения: От 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) Точность: ±0,3 °C. Время обновления: Каждые 1–2 с.	шт	5	30 000,00	150 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
3	Манжета для НИАД для взрослых большого размера 34-43 см многократная	Манжета размером в диаметре 34–43 см предназначена для измерения неинвазивного артериального давления. Метод измерения – Осцилометрический. Измеряет амплитуду изменений давления в сжимающей манжете по мере снижения давления в манжете с уровня, превышающего уровень систолического давления. Величина амплитуды резко возрастает при прохождении пульсирующего кровотока через область сжатия артерии. По мере дальнейшего снижения давления манжеты амплитуда пульсации возрастает, достигая своего максимума (который соответствует значению среднего давления), после чего начинает снижаться. Режим: Ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме (единица: минуты): 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/ 480. Непрерывный: 5 мин, интервал 5 с. Диапазон измерения для взрослых: СИС: 40–270 мм рт. ст. ДИА: 10–215 мм рт. ст. СРД: 20–235 мм рт. ст. Диапазон измерения давления манжеты: 0–300 мм рт. ст. Разрешение давления: 1 мм рт. ст.	шт	10	27 000,00	270 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
4	Манжета для НИАД для взрослых большого размера 27-35 см многократная	Манжета размером в диаметре 27–35 см предназначена для измерения неинвазивного артериального давления. Метод измерения – Осцилометрический. Измеряет амплитуду изменений давления в сжимающей манжете по мере снижения давления в манжете с уровня, превышающего уровень систолического давления. Величина амплитуды резко возрастает при прохождении пульсирующего кровотока через область сжатия артерии. По мере дальнейшего снижения давления манжеты амплитуда пульсации возрастает, достигая своего максимума (который соответствует значению среднего давления), после чего начинает снижаться. Режим: Ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме (единица: минуты): 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/ 480. Непрерывный: 5 мин, интервал 5 с. Диапазон измерения для взрослых: СИС: 40–270 мм рт. ст. ДИА: 10–215 мм рт. ст. СРД: 20–235 мм рт. ст. Диапазон измерения давления манжеты: 0–300 мм рт. ст. Разрешение давления: 1 мм рт. ст.	шт	10	26 000,00	260 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
5	Фильтры дыхательные	обеспечивают фильтрацию поступающего воздуха через механическую или электростатическую мембрану.	шт	2000	1 700,00	3 400 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
6	Магистраль Перфузор	Ø2.7мм 150см; ПВХ стандарт	шт	2000	1 600,00	3 200 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
7	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализа) PRISMAFLEX ST 150 SET	Набор предназначен для использования в - CRRT-keris терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PEI (polyethyleimine) для одновременного удаления эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: SCUF (Медленная продолжительная ультрафильтрация), CVVH (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (продолжительный артериовенозный гемодиализ), CVVHDF (Продолжительная вено-венозная гемодиализация). Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Общий объем заполнения крови набора -189 мл. Материалы: мембрана покрытая полиэтиленгликолем (PEI) и гепарином, пвх, без применения латекса.	шт	5	132 000,00	660 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
8	Центральный венозный катетер для Гемодиализа 12 FR	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Материал катетера - термопластичный рентгеноконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Состав набора: катетер, проводник 0.032 дюйм X 60см. Игла 18Gx6,35см; Трансвой расширитель, Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфатамида серебра.	шт	5	24 000,00	120 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика

№	Международное непатентованное название	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Единица измерения	Кол-во (объем)	Цена	Сумма, выделенная для закупки	Условие платежа	Место поставки	Условия поставки	Условия поставки
9	Раствор гемодиализный PRIMASOL 2	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемодиализации и гемодиализации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемодиализации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих пресипитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек В содержит буфер. Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH > 7 Объем раствора – 5000 мл после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1.75 ммоль/л Магний Mg2 - 0.5 ммоль/л Натрий Na - 140 ммоль/л Хлорид Cl - 111.5 ммоль/л Лактат - 3 ммоль/л Бикарбонат HCO3 - 32 ммоль/л Калий K + - 2 ммоль/л Глюкоза - 6.1 ммоль/л	шт	20	14 000,00	280 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул.Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
10	Раствор гемодиализный PRIMASOL 4	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемодиализации и гемодиализации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемодиализации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих пресипитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек В содержит буфер. Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH > 7 Объем раствора – 5000 мл после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1.75 ммоль/л Магний Mg2 - 0.5 ммоль/л Натрий Na - 140 ммоль/л Хлорид Cl - 113.5 ммоль/л Лактат - 3 ммоль/л Бикарбонат HCO3 - 32 ммоль/л Калий K + - 4 ммоль/л Глюкоза - 6.1 ммоль/л	шт	10	14 000,00	140 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул.Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
11	Биполярный кабель	для аппарата Soring, 3 м.	шт	5	153 000,00	765 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул.Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
12	Инструмент электролигирующий Ligasure	(с браншами типа Maryland для лапароскопических операций) • Диаметр штока 5 мм; длина штока 37 см • Вращение штока на 350 градусов • Изогнутость браншей улучшает визуализацию сосудистых структур, активная огибающая бранша	шт	5	499 000,00	2 495 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул.Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
13	РУКОЯТКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛАПАРОСОНИЧЕСКАЯ HP054 ДЛЯ HARMONIC	• Лапаросоническая рукоятка с пьезокерамическими элементами предназначена для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,5 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении с регулируемой амплитудой в диапазоне от 50 до 110 мкм. • Состоит из собственно рукоятки с режбовым штоком для соединения с инструментами-насадками и гибкого изоляционного провода с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора. Цветовая метка на штекере для быстрой корректной ориентации в разъем при подключении рукоятки к генератору. • Возможность активации насадки, присоединенной к рукоятки, с помощью ручного триггера на насадке или съемного адаптера к рукоятки для ручной активации насадок, с биплатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности, а также при помощи ножного педального привода. • Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукоятки или некорректного соединения рукоятки с прибором или инструментом-насадкой. • Может использоваться с насадками диаметром 5 и 10 мм для открытой и эндоскопической хирургии. • Комплектуется предохранительным колпачком для защиты режбового штока, а также для герметизации соединительного механизма при кратковременном погружении рукоятки в дезинфицирующие или стерилизующие растворы. • Стерилизация методами газовой, плазменной или радиационной стерилизации, а также автоклавированием при температуре до 1200 С. • Предоставляется нестерильной. Комплектуется 1 замком рабочей части и 1 проверочным наконечником	шт	1	2 835 000,00	2 835 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул.Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика

№	Международное непатентованное название	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Единица измерения	Кол-во (объем)	Цена	Сумма, выделенная для закупки	Условие платежа	Место поставки	Условия поставки	Условия поставки
14	НОЖНИЦЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ ETHICON HARMONIC HAR36	Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной pistolетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве твистера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопки включения в минимальном и максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали). Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведения бранши. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джонс Илверн), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а также снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликовым покрытием. Длина ствола 36 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разреза для соединения с лапароскопической рукояткой. Pistolетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопок ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Длина активной бранши 15 мм. Ширина пассивной бранши 2,67 мм. Амплитуда раскрытия бранши 11,35 мм. Комплектуется серым замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера - насадок «Гармоник».	шт	5	640 000,00	3 200 000,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
15	Цефтаролина фосамил	Порошок для приготовления раствора для инфузий, 600 мг, №10	фл	50	30 718,33	1 535 916,50	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
16	Фентанил	Раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл, №5	амп	3000	349,54	1 048 620,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
17	Тримеперидин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №10	амп	3000	226,85	680 550,00	по факту поставки товара	Городской онкологический центр г.Шымкент ул. Байтурсынова 85А	до склада заказчика	согласно заключенного договора, по заявке заказчика
18										
19										
	Итого					21 290 086,50				

технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации

№	Международное непатентованное название	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Единица измерения
1	Пульсоксиметр SpO2 взрослый, 2,5 м .	Многоразовый датчик SpO2 для взрослых EDAN SH1 (Lemo) (совместим только с модулем SpO2 EDAN), 2,5 м (пальцевого типа, вес пациента более 40 кг). Предназначен для мониторинга SpO2. Мониторинг SpO2 основан на измерении с помощью пальцевого датчика и блока SpO2 поглощения красного и инфракрасного света пульсирующей кровью, которое зависит от насыщения кислородом. Измерение плетизмограммы SpO2 используется для определения насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови. Кроме того, параметр SpO2/PLETH может обеспечивать сигнал частоты пульса и плетизмограмму. Диапазон измерения SpO2: 0–100 %. Разрешение: 1 %. Период обновления данных: 1 с. Точность: Взрослые: $\pm 2\%$ (70–100 % SpO2). Частота пульса (ЧП): ЧП (SpO2): Диапазон измерения 25–300 уд./мин. Точность: ± 2 уд./мин. Разрешение: 1 уд./мин	шт
2	Датчик температуры кожи, взрослый многоразовый	Термисторный датчик (полупроводниковый прибор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры) применяется для измерения температуры тела у взрослых пациентов. Многоразовый датчик температуры можно подсоединять прямо к монитору. Температура тела стабилизируется через 2—3 минуты. совместим только с модулем измерения температуры EDAN. Ед. изм.: °C, °F. Диапазон измерения: От 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) Точность: $\pm 0,3$ °C. Время обновления: Каждые 1–2 с.	шт
3	Манжета для НИАД для взрослых большого размера 34-43 см многоразовая	Манжет размером в диаметре 34-43 см предназначен для измерения неинвазивного артериального давления. Метод измерения – Осциллометрический. Измеряет амплитуду изменений давления в сжимающей манжете по мере снижения давления в манжеты с уровня, превышающего уровень систолического давления. Величина амплитуды резко возрастает при прохождении пульсирующего кровотока через область сжатия артерии. По мере дальнейшего снижения давления манжеты амплитуда пульсации возрастает, достигая своего максимума (который соответствует значению среднего давления), после чего начинает снижаться. Режим: Ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме (единица: минуты): 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/ 480. Непрерывный: 5 мин, интервал 5 с. Диапазон измерения для взрослых: СИС: 40–270 мм рт. ст. ДИА: 10–215 мм рт. ст. СРД: 20–235 мм рт. ст. Диапазон измерения давления манжеты: 0–300 мм рт. ст. Разрешение давления: 1 мм рт. ст.	шт
4	Манжета для НИАД для взрослых большого размера 27-35 см многоразовая	Манжет размером в диаметре 27-35 см предназначен для измерения неинвазивного артериального давления. Метод измерения – Осциллометрический. Измеряет амплитуду изменений давления в сжимающей манжете по мере снижения давления в манжеты с уровня, превышающего уровень систолического давления. Величина амплитуды резко возрастает при прохождении пульсирующего кровотока через область сжатия артерии. По мере дальнейшего снижения давления манжеты амплитуда пульсации возрастает, достигая своего максимума (который соответствует значению среднего давления), после чего начинает снижаться. Режим: Ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме (единица: минуты): 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/ 480. Непрерывный: 5 мин, интервал 5 с. Диапазон измерения для взрослых: СИС: 40–270 мм рт. ст. ДИА: 10–215 мм рт. ст. СРД: 20–235 мм рт. ст. Диапазон измерения давления манжеты: 0–300 мм рт. ст. Разрешение давления: 1 мм рт. ст.	шт
5	Фильтры дыхательные	обеспечивают фильтрацию поступающего воздуха через механическую или электростатическую мембрану.	шт
6	Магистраль Перфузор	Ø2.7мм 150см; ПВХ стандарт	шт

№	Международное непатентованное название	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Единица измерения
7	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемodiaфильтрации) PRISMAFLEX ST 150 SET	Набор предназначен для использования в - CRRT-sepsis терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PEI (polyethyleneimine) для одновременного удаления эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: SCUF (Медленная продолжительная ультрафильтрация), CVVH (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (продолжительный артериовенозный гемодиализ), CVVHDF (Продолжительная вено-венозная гемodiaфильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Общий объем заполнения крови набора -189 мл. Материалы: мембрана покрытая полиэтиленгликолем (PEI) и гепарином, ПВХ, без применения латекса.	шт
8	Центральный венозный катетер для Гемодиализа 12 FR	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Материал катетера - термопластичный рентгеноконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм X 60см. Игла 18Gx6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра.	шт
9	Раствор гемодиализный PRIMASOL 2	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемофильтрации и гемodiaфильтрации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемodiaфильтрации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек В содержит буфер. Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH > 7 Объем раствора – 5000 мл после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1.75 ммоль/л Магний Mg2 - 0.5 ммоль/л Натрий Na - 140 ммоль/л Хлорид Cl - 111.5 ммоль/л Лактат - 3 ммоль/л Бикарбонат HCO3 - 32 ммоль/л Калий K + - 2 ммоль/л Глюкоза - 6.1 ммоль/л	шт
10	Раствор гемодиализный PRIMASOL 4	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемофильтрации и гемodiaфильтрации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемodiaфильтрации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек В содержит буфер. Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH > 7 Объем раствора – 5000 мл после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1.75 ммоль/л Магний Mg2 - 0.5 ммоль/л Натрий Na - 140 ммоль/л Хлорид Cl - 113.5 ммоль/л Лактат - 3 ммоль/л Бикарбонат HCO3 - 32 ммоль/л Калий K + - 4 ммоль/л Глюкоза - 6.1 ммоль/л	шт
11	Биполярный кабель	для аппарата Soring, 3 м.	шт

№	Международное непатентованное название	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Единица измерения
12	Инструмент электролигирующий Ligasure	(с браншами типа Maryland для лапароскопических операций) - Диаметр штока 5 мм; длина штока 37 см - Вращение штока на 350 градусов - Изогнутость браншей улучшает визуализацию сосудистых структур, активная одна бранша	шт
13	РУКОЯТКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ HP054 ДЛЯ HARMONIC	- Лапароскопическая рукоятка с пьезокерамическими элементами предназначена для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,5 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении с регулируемой амплитудой в диапазоне от 50 до 110 мкм. - Состоит из собственно рукоятки с резьбовым штоком для соединения с инструментами-насадками и гибкого изоляционного провода с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора. Цветовая метка на штекере для быстрой корректной ориентации в раземе при подключении рукоятки к генератору. - Возможность активации насадки, присоединенной к рукоятки, с помощью ручного триггера на насадке или съемного адаптера к рукоятки для ручной активации насадок, с билатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности, а также при помощи ножного педального привода. - Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукоятки или некорректного соединения рукоятки с прибором или инструментом-насадкой. - Может использоваться с насадками диаметром 5 и 10 мм для открытой и эндоскопической хирургии. - Комплектуется предохранительным колпачком для защиты резьбового штока, а также для герметизации соединительного механизма при кратковременном погружении рукоятки в дезинфицирующие или стерилизующие растворы. - Стерилизация методами газовой, плазменной или радиационной стерилизации, а также автоклавированием при температуре до 1200 С. - Поставляется нестерильной. Комплектуется 1 замком рабочей части и 1 проверочным наконечником	шт

№	Международное непатентованное название	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки)	Единица измерения
14	НОЖНИЦЫ КОАГУЛЯЦИОННЫЕ ETHICON HARMONIC HAR36	Ножницы коагуляционные ультразвуковые с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, или с помощью ножного привода (педали). Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведения бранш. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илебен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликовым покрытием. Длина ствола 36 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Длина активной бранши 15 мм. Ширина пассивной бранши 2,67 мм. Апертура раскрытия бранш 11,35 мм. Комплекуются серым замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник».	шт
15	Цефтаролина фосамил	Порошок для приготовления раствора для инфузий, 600 мг, №10	фл
16	Фентанил	Раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл, №5	амп
17	Тримеперидин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №10	амп